


Víte, že pravidelný servis Vám dává jistotu?



Víte, co čeká Vaše mikroskopy bez pravidelné údržby a servisu?

- prach, usazený na dlouhodobě nečištěném a zaprášeném optickém povrchu, naruší a posléze zcela znehodnotí tenké antireflexní vrstvy, což se projeví v **nevratném snížení kvality zobrazení**, např. menší světelnosti, snížené rozlišovací schopnosti (takže už nevidíte detaily, které potřebujete), v zamlženosti obrazu, což se může stát i při neodborném čištění,
 - v ovládacích mechanismech, které nejsou pravidelně čištěny a promazávány, dochází k zatuhnutí, starého maziva a následně k **neopravitelnému zadření mechanismů**, kdy jediným řešením je poté **nákladná výměna** některých součástí,
 - neseřízené optické prvky v mikroskopické hlavici a nečistota optiky se mohou projevit ve **zvýšené únavě Vašich očí nebo bolestí hlavy**,
- ...a po čase jste nakonec nuceni za opravy, náhradní díly, nebo dokonce za nový přístroj zaplatit **několikanásobně více, než kdybyste svůj přístroj pravidelně udržovali!**

Obraz v mikroskopu PŘED servisním zásahem:




Přes špinavé objektivy nedokážete obraz vůbec zaostřit.



Když máte špinavé okuláry, v zorném poli se objevují nečistoty v podobě prachových částic a celý obraz je šedivý, jakoby v mize.

Obraz v mikroskopu PO servisním zásahu:



Čisté okuláry Vám opět zobrazí preparát jasně a bez nečistot, které nepatří k pozorovanému vzorku.



Přes vyčištěné objektivy lze obraz krásně zaostřit, pozorovaný preparát je zřetelný a ostrý.

A jak jsou na tom Vaše mikroskopy?

Jakou pravidelnou údržbu vyžaduje Váš mikroskop?

- **pravidelně čistit veškeré optické prvky** – okuláry, objektivy, hranoly atp., aby kvalita zobrazení byla stále perfektní,
- **pravidelně čistit a seřizovat mechanické prvky** – ovladače ostření, ovladače zvětšení, revolverové hlavice atp., aby veškeré pohyby ovladačů byly snadné, hladké a plynulé, a tedy bez zbytečné námahy a následné únavy Vašich rukou.

Z čeho se budete radovat, když Vašim mikroskopům dopřejete pravidelný servis?

Nejvyšší kvality zobrazení

Optické povrchy jsou zcela čisté, obraz je jasný, s plnou světelností a vysokou rozlišovací schopností i při vysokých zvětšeních.

Neocenitelného pohodlí při práci

Ovládací mechanismy jsou čisté a jdou zcela hladce ovládat bez jakékoliv únavy Vašich rukou i při dlouhodobém pozorování.

Minimální únavy vašich očí

Čisté optické povrchy bez mastných šmouh a prachu výrazně šetří Vaše oči.

Stoprocentní spolehlivosti přístrojů

Na své mikroskopy se budete moci plně spolehnout a nebudete muset řešit jeho servis právě ve chvíli, kdy jej budete nezbytně potřebovat ke své práci.

Žádných nepředvídaných výdajů navíc

Pravidelné servisní kontroly a dodržování pokynů v návodu k použití Vám zajistí stálou funkčnost přístroje a nehrozí Vám žádné nepředvídatelné výdaje.

Bezstarostného používání mikroskopů

Termín servisních prohlídek pohlídáme za Vás! Před nadcházející servisní kontrolou Vás budeme kontaktovat a dohodneme si s Vámi termín servisní kontroly, který Vám bude nejlépe vyhovovat.

Servisujeme mikroskopy Arsenal i jiných značek!

Pravidelný servis se vyplatí!



ARSENAL s. r. o., vzorková prodejna: Na Strži 59 - 7. patro, 140 00 Praha 4, tel./fax: 261 222 561, tel.: 723 377 643, e-mail: servis@arsenal.cz, www.mikroskopy-mikroskop.cz

